

**Voor het eerste gebruik**

Inspecteer bij ontvangst of de set compleet en onbeschadigd is. Neem contact op met de leverancier wanneer er problemen zijn of wanneer het handvat niet aan uw verwachtingen voldoet. Gebruik de set niet wanneer er onderdelen beschadigd zijn. Het handvat is niet steriel.

**Een handvat set bestaat uit:**

| REF       | Bestaat uit:                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-IR0023 | Dilator handvat, steel met een erop te draaien schijf, 3 silicone bevestigingsringen |

**Materiaal en eigenschappen**

Het handvat is gemaakt van kunststof. De 3 bevestigingsringen zijn gemaakt van voor medisch gebruik goedgekeurde silicone en ieder geschikt voor een enkele maten dilators.

**Toepassing**

Het handvat is bedoeld om het bereik van de vaginale dilatatieset Intimate Rose Ref 17-IR013, 17-IR014, 17-IR015, 17-IR016, 17-IR017-1/17-IR017-8 te vergroten.

Algemene instructies voor gebruik.

1. Schroef de schijf op de steel.
2. Kies de dilator(s) waar u mee wilt oefenen. Was uw handen, de dilator en het handvat met milde zeep en warm water voor gebruik. Spoel goed af met warm water. En droog af met een schone handdoek.
3. Wanneer u de  
-roze, gele of hemelsblauwe(maat1-3) dilator gebruikt neemt u de groene bevestigingsring.  
-lichtpaarse, grasgroene of donkerblauwe (maat 4-6) dilator neemt u de roze bevestigingsring  
-voor de donkergroene of de donkerpaarse (maat 7-8) dilator gebruik de oranje bevestigingsring
4. Houd u de bevestigingsring met de kleinste ring naar boven( ring met letters naar beneden).
5. Steek de dilator met de top door de kleinste ring naar boven tot de ring van de dilator tegen de bevestigingsband aan zit.
6. Plaats de onderste rand van de bevestigingsring helemaal over de schijf.
7. Controleer aan de onderkant of de silicone bevestigingsschijf gelijkmatig over de schijf zit.
8. Gebruik de dilators zoals in de daarbij gevoegde handleiding is aangegeven.
9. Na gebruik de bevestigingsring loshalen en zowel de dilator, het handvat als de bevestigingsring wassen met warm water en milde zeep.



Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Glijmiddel op silicone basis of olie tast het silicone van de bevestigingsring aan.

De verpakking folie niet direct weggooien,

De informatie op de verpakking kan nodig zijn in geval van klachten of beschadiging.

Afvoer einde levensduur: het handvat bevat geen schadelijk stoffen en kan volgens de gemeentelijke regels voor restafval afgevoerd worden.



MDD93/42/EEC

**Gegevens leverancier**

Pelvitec BV  
Rotterdamseweg 183-C  
2629 HD Delft  
Nederland  
Tel : +31 (0)10 – 303 22 90  
[info@pelvitec.nl](mailto:info@pelvitec.nl)  
[www.pelvitec.nl](http://www.pelvitec.nl)

**Gegevens fabrikant**

Pelvision BV  
Rotterdamseweg 183-C  
2629 HD Delft  
Nederland  
[www.pelvision.com](http://www.pelvision.com)  
[info@pelvision.com](mailto:info@pelvision.com)  
Tel : +31 (0)10 – 303 22 92