

Feminaform

vaginale dilatatieset

Al onze producten zijn gecontroleerd en worden in een gesloten verpakking verstuurd om veiligheid en hygiëne te garanderen. Dankzij onze ruime voorraad kunnen wij uw bestelling snel leveren. Voor fysiotherapie-praktijken en instellingen in Nederland en België is consignement mogelijk: Pelvitec levert een voorraad; de pelottes worden meegegeven en de cliënt betaalt per automatische incasso

Bestellen kan eenvoudig in onze webshop

Indien gewenst ook per e-mail of telefoon

Pelvitec bv

Rotterdamseweg 183c

2629 HD Delft

tel +31 (0)103032290

fax +31 (0)10 3032291

info@pelvitec.nl


www.pelvitec.nl



Het handige en betaalbare hulpmiddel
bij vaginale aandoeningen en vaginoplastiek

Bestelgegevens

- | | |
|-----------|---|
| 16-120001 | Feminaform - Vaginale dilatatieset (Vier pelottes, universeel handvat, startverpakking glijmiddel, etui en handleiding) |
| 16-10802 | Glijmiddel Pjur Med op waterbasis, 100ml |

 Feminaform heeft een CE-markering, klasse 1 medische hulpmiddelen en voldoet hiermee aan de medische richtlijn.

Fabrikant: Pelvision bv



Feminaform

vaginale dilatatieset

Feminaform helpt bij het leren ontspannen van de bekkenbodemspieren en het verdiepen en verbreden van de vagina. Te gebruiken bij vaginisme, dyspareunie, vaginale stenose na radiotherapie of chirurgie, vaginale agenesie, lichen sclerosus en na vaginoplastiek.

Alles bij elkaar

Pelvitec levert Feminaform met een duidelijke handleiding, een startverpakking glijmiddel en een handig etui. De pelottes zijn gemaakt van eerste kwaliteit medisch gekwalificeerd kunststof. Voor persoonsgebonden gebruik; veilig en hygiënisch.

Geleidelijke overgangen

De vier pelottes van Feminaform lopen taps toe: de diameter aan de top is kleiner dan de diameter aan het handvat. Dit zorgt voor een geleidelijke, comfortabele overgang naar een grotere pelotte.

Maat	lengte	grootste functionele diameter
1	± 85 mm	± 22 mm
2	± 105 mm	± 27 mm
3	± 135 mm	± 32 mm
4	± 160 mm	± 37 mm

taps toelopende pelottes in vier maten

handig etui



universeel handvat, past op alle pelottes