

Jive Workstation in het kort

De Jive is een 5 kanaals meetsysteem geschikt voor de meest voorkomende urodynamische metingen en (optioneel) anorectale onderzoeken.

Het Jive Workstation bestaat uit:

- Windows 10 PC en Control Unit op in hoogte verstelbare trolley
- Bedraad medical grade keyboard en muis
- 5 universele meet kanalen t.b.v. drukmetingen, emg etc
- 1 puller aansluiting
- Uroflowmeter bekabeld, inclusief standaard, funnel en beker (1000ml)
- EMG module, externe versterker voor EMG metingen en biofeedback
- Rollerpomp, voor een accurate vulling, vrij van pulsatie
(optioneel is ook een weegsensor beschikbaar)
- 3-voudige arm voor infuuszakken



De Jive kan worden ingezet voor de registratie volgens ICS normen van:

- Cystometrie
- Pressure-Flow studie
- Urethra Druk Profielen (rust- en stress profiel)
- Uroflowmetrie
- EMG registratie, inclusief biofeedback mogelijkheid
- Nomogrammen en analyses in overeenstemming met de ICS standaard:
- Eigen protocollen mogelijk, de meetkanalen zijn vrij programmeerbaar.

Remote Support

Wij kunnen remote support bieden op deze lijn urodynamische apparatuur

Optioneel:

Puller met arm

Ten behoeve van de uitvoer van de Urethra Druk Profiel.

De puller is compact en heeft een flexibele arm, deze kan op een statief of aan urodynamische stoel worden gemonteerd.

De puller kan gesteriliseerd worden. De katheter houder kan in de autoclaaf.

Gekoppelde Blaasscanner

Koppelbare MMT bladderscanner, directe integratie residumeting in urodynamisch rapport. Inclusief arm met houder voor koppeling aan de Jive óf inclusief trolley.

Anorectale metingen

Software voor anorectaal functieonderzoek

Koppeling ziekenhuisnetwerk

Dicom licentie voor koppeling naar het ziekenhuisnetwerk