


RECA care anaal tampons overzicht



Van links naar rechts op de foto:

Artikel	maten	artikelnummer
RECA care 20.4	ø 35 mm, lengte 63 mm	60-20-40
RECA care 20.3	ø 25 mm, lengte 52 mm	60-20-30
RECA care 40.35	ø 33 mm, lengte 55 mm	60-40-350
RECA care 40.30	ø 28 mm, lengte 50 mm	60-40-300
RECA care 40.24	ø 23 mm, lengte 48 mm	60-40-240
RECA care 44.35	ø 33 mm, lengte 56 mm	60-44-350
RECA care 44.24	ø 23 mm, lengte 48 mm	60-44-240
Inbrengstaaf 30.1	ø 25 mm, lengte 115 mm	60-30-1

Een starter set om de maat te bepalen bevat alle 7 maten en een inbrengstaaf

artikelnummer 60-67-4S

Indien gewenst is een grotere starter set om de maat te bepalen beschikbaar. Deze bevat meerdere tampons per maat en een inbrengstaaf:

3 stuks 20/3, 2 stuks 20/4, 2 stuks 40/24, 2 stuks 40/30, 2 stuks 40/35, 2 stuks 44/24, 2 stuks 44/35, en 1 stuks inbrengstaaf

artikelnummer 60-67-4